


Hypotube



Ø - tw - x - l / Hypotube mit Stilet (gelasert)



Ø - tw - x - l / Hypotube mit Skive



Ø - tw - x - l / Hypotube (lasergeschnitten)

Erläuterungen

- Ø Rohrdurchmesser in mm
(Standard 0,3 bis 2,0; andere auf Anfrage)
- tw Wanddicke in mm (ab 0,05)
- x Beschichtung
 - U Unbeschichtet
 - P PTFE
 - H Hydrophil
- l Länge in mm (Individuell auf Anfrage)

Werkstoff: Edelstahl 1.4301

Beschichtung: Individuell auf Anfrage

Toleranzen: Je nach Länge
+/- 0,2 mm bis +/- 1,0 mm

Die verschiedenen Bearbeitungsmöglichkeiten:

- Sandgestrahlt
- Geschlitzt
- Geschweißt (Laser oder Microplasma)
- Geschliffen
- Lasergeschnitten
- Andere auf Anfrage

Kundenwünsche

Neben unseren Standards fertigen wir auch Hypotubes nach Ihren Vorgaben und Wünschen.