



Steinfänger / Körbchen



NiTi 4xDØ - KØ - Form -x



NiTi 4 (6) - DØ - KØ - Form



NiTi 4 (6) - DØ - KØ - Form

Konstruktion

Korb

4 bzw. 6 NiTi Drähte zusammengefasst in einem gedrehten Edelstahlkopf

Zugseil

aus einer Edelstahllitze bzw. durchgehendem NiTi-Draht (bei lithotripsiefähigen Körbchen) und Zugstange aus Edelstahl.

Erläuterungen

- DØ- Drahtdurchmesser
- KØ- Korbdurchmesser
(15, 20, 25, 30, 35 mm)
- Form GF: Gedrehte Form
DF: Diamanten Form
- x- Litho: Lithotripsiefähig
Fü: Führungsdrahtfähig
(nur KØ 20, 25, 30, 35)

Kundenwünsche

Neben unseren Standards fertigen wir auch Steinfänger / Körbchen nach Ihren Vorgaben und Wünschen.