



Urologie

Urology



STEINFÄNGER / EXTRACTOR BASKETS (NiTi)



OHNE SPITZE / TIPLESS

Optionen / options

Länge / length	90 - 120 cm
Körbchen / basket Ø	10 - 14 mm
Katheder / catheter Ø	1.9 - 3.0 Fr
Material / material	Polyimide
Handgriff / handle	3-Finger

Besonderheiten / features

360° frei drehbar
 Innenteil komplett lösbar
 1 Drahttechnik-
 geflochtenes Körbchen
 ohne Verbindungsstellen


360° free rotatable
 completely deattachable
 single wire technology -
 braided basket
 without connecting points



360° frei drehbar
 360° free rotatable



Innenteil komplett lösbar
 complete detachable



1-Drahttechnik ohne Verbindung
 single wire technology

FÜHRUNGSDRÄHTE / GUIDEWIRES (NiTi)

PU-EXTRUDED / HYDROPHILIC

Spezifikation / specification

Ø	0,035 inch
PU	PU-Extrudiert / PU-extruded
L	150 cm
J	60° (option)
F	einseitig flexibel / flexible on one side



Röntgensichtbar
 X-ray visible

Kundenwünsche

Neben unseren Standards fertigen wir nach Ihren Vorgaben und Wünschen.


MIT SPITZE / WITH TIP

Optionen / options

Länge / length	90 - 120 cm
Körbchen / basket Ø	10 - 14 mm
Katheder / catheter Ø	1.9 - 3.0 Fr
Material / material	Polyimide

Formen / forms


Diamantenform	diamond
Kugelform	spherical shape
Doppelhelical	double helical
Helical	helical



Kugelform
spherical shape



Doppelhelical
double helical




Helical
helical

PTFE MIT PU-SPITZE / WITH PU-TIP

Spezifikation / specification

Ø	0,035 inch
PU	PU-Spitze / PU-tip
P	PTFE
L	150 cm
J	60° (option)
F	einseitig flexibel / flexible on one side
FF	beidseitig flexibel / flexible on both sides

Röntgensichtbare Spitze
X-ray visible tip



Customer requirements

In addition to our standards, we manufacture according to your specifications and wishes.

endox[®]
Feinwerktechnik GmbH



Paul-Lechler-Str. 14
DE-72581 Dettingen an der Erms

Tel.: +49 7123 910 19-0
Fax: +49 7123 910 19-29

Mail: info@endox-technik.de
Web: www.endox-technik.de